

# cobas<sup>®</sup> DNA Sample Preparation Kit (CE-IVD)

*Un eccellente kit manuale per l'estrazione del DNA genomico da tessuto fissato in formalina e incluso in paraffina (FFPET)*



Il kit contiene sufficienti reagenti per 24 referti con sedute minime da 3 campioni

Il **cobas<sup>®</sup>** DNA Sample Preparation Kit è utilizzato per la preparazione manuale dei campioni di tessuto fissato in formalina e incluso in paraffina (FFPET) e per l'estrazione del DNA genomico basata sul legame tra acidi nucleici e filtri in silice. Dopo il completamento della preparazione del campione, il target a DNA viene amplificato e rilevato dall'analizzatore **cobas z 480** utilizzando i reagenti di amplificazione e rilevazione contenuti nei kit **cobas<sup>®</sup>** BRAF, KRAS e EGFR Mutation Test

## Vantaggi

- Il **cobas<sup>®</sup>** DNA Sample Preparation Kit permette l'estrazione del DNA genomico da FFPET in < 3 ore
- Una singola sezione di 5 µm di FFPET permette di estrarre DNA sufficiente per utilizzare i test **cobas<sup>®</sup>** oncology
- Il kit è validato CE-IVD per l'utilizzo con le metodiche **cobas<sup>®</sup>** oncology



Un kit contiene tutti i reagenti necessari per estrarre DNA da un massimo di 24 campioni

## Componenti e codici

Descrizione	Quantità	Codice
<b>cobas<sup>®</sup></b> DNA Sample Preparation Kit	24 Estrazioni	05985536190

## Per maggiori informazioni

Contattate il vostro rappresentante locale Roche Molecular Diagnostic o visitate: <http://molecular.roche.com>

